

IVD-REF: PS - Vit D		کیت الیزا 25-هیدراکسی ویتامین دی
Ver. No: 02		25(OH) Vit D, ELISA KIT

کاربرد:

کیت 25(OH) vitamin D برای اندازه گیری کمی 25-هیدراکسی ویتامین D در سرم یا پلاسما طراحی گردیده است.

مقدمه :

ویتامین D، ویتامینی محلول در چربی است که وظیفه حفظ و تأمین سطحی مناسب از کلسیم و فسفر در خون را از طریق تقویت جذب آنها از مواد غذایی موجود در روده و تقویت بازجذب آنها در کلیه برعهده دارد. حفظ غلظت مناسب کلسیم و فسفر در خون برای تقویت استخوان سازی و تأمین غلظت مناسبی از کلسیم و فسفر در استخوان ها به منظور استحکام بیشتر استخوان ها ضروری است. در انسان دو شکل اصلی از ویتامین D، ویتامین D₃ (کوله کالسیفرول) و ویتامین D₂ (ارگوکالسیفرول) می باشد. عبارت ویتامین D همچنین به متابولیت های هیدروکسیله این دو ماده نیز اشاره دارد. ویتامین D₂ به وسیله منابع غذایی تأمین می شود. از آنجایی که فقط ماهی و برخی غذاهای دریایی از نظر ویتامین D₂ غنی هستند، اغلب ویتامین D فرآهم آورده شده از راه غذا در جوامع صنعتی از مواد غذایی غنی شده با ویتامین D نظیر شیر، کره گیاهی، روغن سویا و سایر روغنهای خوراکی گیاهی تأمین می گردد.

ویتامین D₃ در پوست و متعاقب تابش اشعه خورشید به ویژه پرتوهای فرابنفش نوع B(UVB) تولید می شود. در این فرآیند 7-دهیدراکسی کلسترول با اشعه فرابنفش B واکنش داده و ویتامین D₃ یا کوله کلسیفرول تولید می شود. قرار گرفتن در معرض تابش نور خورشید به مدت روزانه 10 الی 15 دقیقه و حداقل 2 بار در هفته برای ساخت مقادیر لازم ویتامین D کافی است. رنگدانه ملانین موجود در پوست بسان یک فیلتر نوری در پوست عمل می کند، از این رو افراد دارای پوست تیره تر در مقایسه با افراد دارای پوست روشن به زمان بیشتری از تابش نور خورشید برای ساخت مقادیر یکسان ویتامین D احتیاج دارند.

هر ویتامین D تولید شده در پوست یا مصرفی از راه مواد غذایی در کبد و کلیه طی دو مرحله هیدروکسیلاسیون به ترتیب به 25-هیدراکسی ویتامین D و 1 و 25-دی هیدراکسی ویتامین D یا کلسیتریول تبدیل می شود. 1 و 25-دی هیدراکسی ویتامین D شکل فیزیولوژیک فعال ویتامین D محسوب می شود. دی هیدراکسی ویتامین D نیمه عمر کوتاهی دارد (4 تا 6 ساعت) و مقدار آن در پلاسما تقریباً یک هزارم 25-هیدراکسی ویتامین D می باشد. 25-هیدراکسی ویتامین D نیمه عمر بالایی داشته (2 تا 3 هفته)، اندازه گیری آن کم تر تحت تأثیر تغییرات روزانه، تابش نور خورشید و مصرف مواد غذایی حاوی ویتامین D قرار گرفته و متخصصین علوم بالینی و انجمن های علمی، اندازه گیری آن را به عنوان معیار تعیین سطح سلامت ویتامین D پذیرفته اند.

کمبود 25-هیدراکسی ویتامین D متعاقب مواردی نظیر مصرف ناکافی در مواد غذایی، دوری از اشعه خورشید، نشانگان های سوءجذب، اختلالات کبدی و کلیوی، مصرف داروهای ضد تشنج، مثل فنی توفین و فنوباریتال (به دلیل افزایش متابولیسم کبدی ویتامین D) و تعدادی از اختلالات ارثی متابولیک مشاهده می شود. نوزادان تحت تغذیه با شیرمادر، گیاهخوارانی که شیر و تخم مرغ مصرف نمی کنند، افراد دارای پوست تیره و افراد مسن گروه های در معرض خطر کمبود ویتامین D هستند. کمبود آن باعث کاهش مواد معدنی استخوان ها و متعاقب آن نرمی استخوان ها می گردد. این پدیده در کودکان به راشی تیسوم و در بالغین به استئومالاسی منتهی می گردد. کمبود ویتامین D همچنین باعث پوکی استخوان یا استئوپروز می گردد. پیام رسانی ویتامین D به داخل سلول در آپوپتوز (Apoptosis یا مرگ برنامه ریزی شده سلول) تکثیر و تمایز سلول نقش دارد، لذا کمبود آن می تواند با وقوع سرطان در کولون، پستان و پانکراس ارتباط داشته باشد. کمبود ویتامین D احتمال ابتلا به فشار خون (به دلیل افزایش تولید رنین) و خطر حملات قلبی را افزایش می دهد. مونوسیت ها و ماکروفاژها و لنفوسیت های T و B فعال شده توانایی سنتز فرم فعال ویتامین D را به دلیل وجود آنزیم 1-آلفا هیدروکسیلاز، دارند و فعالیت آنزیم موجود در آنها برخلاف آنزیم کلیوی تحت تأثیر مقدار کلسیم خون و هورمون پاراتیروئید نمی باشد. ویتامین D از طریق تأثیر بر لنفوسیت های T تنظیمی در پیشگیری از بیماری های اتوایمیون نظیر MS و دیابت نوع I نقش دارد.

IVD-REF: PS - Vit D		کیت الایزا 25-هیدراکسی ویتامین دی
Ver. No: 02		25(OH) Vit D, ELISA KIT

اساس آزمایش :

کیت سنجش 25-هیدراکسی ویتامین D شرکت تولیدی، تحقیقات پیشگامان سنجش ایساتیس بر مبنای اصول الایزا رقابتی-اشباعی عمل می کند. به طور خلاصه استاندارد/کنترل و نمونه سرم بیمار همزمان با محلول حاوی استخراج کننده و استرپتاویدین کونژوگه با آنزیم HRP به چاهک های پوشیده شده از آنتی بادی تک تبار(مونوکلونال) علیه 25-هیدراکسی ویتامین D اضافه می شود. مولکول های 25-هیدراکسی ویتامین D موجود در نمونه بیمار یا استاندارد/کنترل پس از جدا شدن از پروتئین های اتصالی به آنتی بادی های پوشیده در چاهک متصل می شود. پس از 60 دقیقه انکوباسون در دمای 37 درجه سانتیگراد بدون شستشو 25-هیدراکسی ویتامین D بیوتینیل به محیط اضافه می شود. هرچه مقدار 25-هیدراکسی ویتامین D موجود در نمونه بیمار بیشتر باشد، جایگاه های بیشتری از آنتی بادی پوشیده بر روی فازجامد را اشغال کرده و مقدار کمتری 25-هیدراکسی ویتامین D بیوتینیل به فرصت اتصال به فاز جامد را پیدا می کند. 25-هیدراکسی ویتامین D بیوتینیل از طریق بیوتین به استرپتاویدین-HRP متصل شده و سپس اجزای اتصال نایافته طی شستشو از محیط خارج و با افزودن محلول سوبسترا - رنگزا و انکوباسیون بمدت 15 دقیقه رنگ آبی ظاهری می شود. با افزودن محلول توقف تولید رنگ متوقف می گردد که شدت جذب نوری در 450 نانومتر اندازه گیری می شود. شدت رنگ با مقدار 25-هیدراکسی ویتامین D موجود در سرم نسبت معکوس دارد.

معرف ها(کیت 96 تایی) :

معرف	48 تستی	96 تستی	192 تستی	آماده سازی
پلیت پوشیده شده با آنتی بادی علیه 25-هیدراکسی ویتامین D	1x48 wells	1x96 wells	2x96 wells	آماده مصرف
کالیبراتور 1-6 در ماتریکس سرم حیوانی به همراه نگهدارنده(0.5، 1.0، 3.0، 6.0 و 12.0 نانوگرم در میلی لیتر)	6 x0.5 mL	6x0.5 mL	6 x1.0 mL	آماده مصرف
نمونه کنترل تهیه شده در سرم حیوانی عاری از 25-هیدراکسی ویتامین D(بازه سرم کنترل ها بر روی برجسب قید شده است)	2 x0.5 mL	2 x0.5 mL	2 x1.0 mL	آماده مصرف
کونژوگه آنزیمی غلیظ 11x(زرد کهریایی)	1 x0.3 mL	1 x0.75 mL	1x1.5 mL	با رقیق کننده کونژوگه به نسبت 1:11 مخلوط شود
رقیق کننده کونژوگه(آبی رنگ)	1 x3 mL	1 x7.0 mL	1x13 mL	به نسبت 1:11 با کونژوگه آنزیمی غلیظ مخلوط گردد.
محلول بیوتین(25-هیدراکسی ویتامین D متصل به بیوتین در ماده نگهدارنده): زردپررنگ	1 x3 mL	1 x7.0 mL	1x13 mL	آماده مصرف
محلول شستشو غلیظ	1 x30 mL	1 x30 mL	1 x50 mL	به نسبت 1 به 20 با آب مقطر یا آب دیونیزه رقیق کنید
محلول سوبسترا-رنگ زا(تترامتیل بنزدین و آب اکسیژنه)	1 x6.0 mL	1 x12.0 mL	2 x12.0 mL	آماده مصرف
محلول توقف(اسید کلریدریک 1 مولار)	1 x6.0 mL	1 x6.0 mL	1x12.0 mL	آماده مصرف

مواد و وسایل مورد نیاز که در کیت موجود نیست :

1. سمپلرهای 25، 50 و 100 میکرولیتری دقیق. سمپلر 8 کاناله با قابلیت پیپتینگ 50 تا 100 میکرولیتر و یا دیسپنسر اتوماتیک، اگرچه ضروری نیست ولی باعث بهبود قابل توجه تکرارپذیری و صحت نتایج می گردد.
2. آب مقطر با هدایت کمتر از $1 \mu\text{S}/\text{cm}^3$
3. دستگاه الایزا ریدر دارای فیلتر 450 نانومتری و در صورت امکان 630 نانومتری بعنوان فیلتر فرانس.

IVD-REF: PS - Vit D		کیت الیزا 25-هیدراکسی ویتامین دی
Ver. No: 02		25(OH) Vit D, ELISA KIT

4. کاغذ جاذب رطوبت
5. دستگاه واشر اتوماتیک یا هر تجهیز دیگر نظیر سمپلر 8 کاناله یا سرنگ که قادر به ریختن 350 میکرولیتر محلول واش باشد.

نگهداری کیت :

1. کیت پس از تحویل باید در دمای 2-8 درجه سانتی گراد (یخچال) نگهداری شود. کلیه معرف ها و اجزاء کیت تا تاریخ انقضاء مندرج بر روی جعبه کیت به شرط نگهداری در دمای یادشده پایدار هستند. هرگز فراتر از تاریخ انقضاء مندرج بر روی جعبه از کیت استفاده نکنید.
2. غلظت کالیبراتورها بر روی ویال درج شده است و ممکن است بین شناسه های مختلف ساخت تفاوت داشته باشد.
3. از انجماد کیت یا اجزاء کیت خودداری نمایید.
4. محلول کاری کونژوگه تازه تهیه شده باید ظرف حداکثر 30 دقیقه مصرف شود. اکیداً توصیه می شود کونژوگه کاری به اندازه ای تهیه شده، که در زمان یادشده مصرف شود و مابقی آن دور ریخته شود.
5. میکروپلیت باید در کیسه در بسته به همراه نمگیر نگهداری شود. در هنگام استفاده پس از رسیدن دمای کیسه میکروپلیت به دمای اتاق، تعداد لازم استریپ را را از کیسه آلومینیومی خارج و مابقی همراه نم گیر بلافاصله به کیسه منتقل و درب کیسه با دقت بسته و به یخچال منتقل گردد.
6. محلول شستشو باید روزانه و تازه تهیه شود و در همان روز تهیه مصرف شود.
7. تغییر در خصوصیات فیزیکی معرف ها نظیر وجود ذرات معلق در آنها اغلب حاکی از آلودگی و خرابی معرف ها می باشد
8. محلول سوپسترا-رنگ زا باید بی رنگ باشد. وجود رنگ آبی در این محلول نشان از خرابی و آلودگی آن دارد و باید دور ریخته شود.
9. کیت های باز شده اگر در شرایط توصیه شده در بالا نگهداری شوند، حداکثر به مدت 8 هفته پایدار خواهند بود.
10. اجزاء هر شناسه ساخت، شامل معرف ها و کالیبراتورها فقط در صورت استفاده با یکدیگر به پاسخ صحیح منتهی می شوند، لذا اجزاء کیت ها با سری های ساخت متفاوت را با یکدیگر مخلوط نسازید و از جابه جایی درب معرف ها جلوگیری شود.
11. استفاده از سر سمپلر یکبار مصرف برای دقت و صحت ضروری است.

جمع آوری و آماده سازی نمونه:

1. سرم یا پلاسمای EDTA نمونه مناسب برای این آزمایش است.
2. از نمونه های با کدورت بالا، همولیز یا لیپمیک ترجیحاً استفاده نشود.
3. در صورتی که انجام آزمایش در همان روز جمع آوری نمونه امکان پذیر نباشد، نمونه ها را می توان برای مدت 48 ساعت در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد نگه داری کرد. برای مدت طولانی تر نمونه ها باید در 20- سانتیگراد نگهداری شود.
4. از ذوب و انجماد مکرر نمونه ها اجتناب شود. نمونه های منجمد باید قبل از آزمایش به آرامی، اما به طور کامل مخلوط شده تا کاملاً یکنواخت و همگن گردد.

احتیاطات و هشدارها

1. کیت فقط برای تشخیص آزمایشگاهی کاربرد دارد.
2. کلیه معرف های کیت برای سنجش مستقیم 25-هیدراکسی ویتامین D سرم یا پلاسمای EDTA استاندارد شده اند و برای سنجش 25-هیدراکسی ویتامین D سایر مایعات بیولوژیک یا پلاسمای غیر EDTA مناسب نمی باشد.

IVD-REF: PS - Vit D		کیت الایزا 25-هیدراکسی ویتامین دی
Ver. No: 02		25(OH) Vit D, ELISA KIT

3. قبل از آغاز سنجش، دستورالعمل پیش رو را بدقت مطالعه نموده و اطمینان حاصل کنید که تمامی نکات آن را بخوبی فراگرفته اید. همواره از ویرایش معتبر و به روز دستورالعمل که همراه کیت بسته بندی شده است، استفاده کنید.
4. کلیه جوانب ایمنی در اجرای آزمایش رعایت شود. برای آگاهی از احتیاطات لازم به "راهنمای اصول کلی حفاظت و پیشگیری از آلودگی کارکنان و محیط آزمایشگاه (روش های صحیح میکروب شناسی و تکنیک های صحیح آزمایشگاهی)" تالیف دکتر شهلا فارسی از انتشارات کمیته ایمنی و امنیت زیست آزمایشگاهی اداره کل آزمایشگاه مرجع سلامت ویرایش 1393 مراجعه نمایید.
5. از تماس تمام معرف ها به ویژه محلول توقف که حاوی اسید سولفوریک است با پوست جلوگیری شود. در صورت تماس با آب و صابون شستشو داده شود.
6. با کلیه نمونه های بیمار به عنوان نمونه های بالقوه عفونی برخورد نمایید.
7. در این کیت برای ساخت برخی اجزا از سرم انسانی استفاده شده است که از نظر آنتی بادی علیه HIV-1 and 2 و HCV و آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت B (HBsAg)، منفی گزارش شده اند، ولی از آنجایی که هیچ آزمایشی نمی تواند به طور کامل ایمنی یک نمونه با منشاء انسانی را تضمین نماید، با آن همانند یک نمونه بالقوه عفونی رفتار نمایید.
8. در ساخت برخی اجزا کیت از سرم حیوانی استفاده شده که از نظر BSE (آنسفالیت گاوی پریونی) منفی گزارش شده است، ولی با این وجود با آنها همانند نمونه های بالقوه عفونی برخورد شود.
9. برخی از معرف ها حاوی سدیم آزاید به عنوان نگهدارنده می باشند. سدیم آزاید ممکن است با سرب و مس موجود در لوله کشی آب شهری واکنش داده و تولید آزیدهای فلزی قابل انفجار کند. جهت آگاهی از نحوه وارهایی پس مانده های آزمایشگاهی به "دستورالعمل نحوه مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی" تالیف دکتر شهلا فارسی از انتشارات کمیته ایمنی و امنیت زیست آزمایشگاهی اداره کل آزمایشگاه مرجع سلامت ویرایش 1394 مراجعه نمایید.

آماده سازی معرف ها:

1. همه معرف ها باید قبل از استفاده به دمای اتاق (27-20 درجه سانتیگراد) برسند.
2. تهیه محلول شستشو: برای تهیه محلول شستشوی آماده مصرف، یک حجم از بافر شستشو غلیظ (20X) را با 19 حجم آب مقطر رقیق نمایید.
3. تهیه محلول کاری کونزوگه: در یک لوله تمیز و ترجیحاً یک بار مصرف ابتدا محلول رقیق کننده کونزوگه و سپس محلول کونزوگه غلیظ 11x را با نسبت 1:11 اضافه نمایید. به عنوان مثال به 1 میلی لیتر محلول رقیق کننده کونزوگه 100 میکرولیتر کونزوگه 11x اضافه نمایید. درب ویال را پارافیلیم بسته و با چندین بار سرتو کردن لوله بخوبی آن را مخلوط نمایید. جدول زیر به عنوان راهنمای تهیه محلول کونزوگه می تواند مورد استفاده قرار گیرد:

تعداد استریپ	کونزوگه 11x (میکرولیتر)	رقیق کننده کونزوگه (میلی لیتر)
2	100	1
4	200	2
6	300	3
8	400	4
10	500	5
12	600	6

IVD-REF: PS - Vit D		کیت الیزا 25-هیدراکسی ویتامین دی
Ver. No: 02		25(OH) Vit D, ELISA KIT

یادآوری 1: به دلیل حساسیت محلول کونزوگه به آلودگی های مختلفی که در اثر شستن لوله های شیشه ای در آزمایشگاه با شوینده های و سفیدکننده ها حادث می شود، قویاً توصیه می شود جهت رقیق سازی از لوله های یک بار مصرف پلاستیکی استفاده شود.

یادآوری 2: محلول رقیق کننده کونزوگه حاوی ترکیباتی است که ممکن است در سرما رسوب می کند. لذا قویاً توصیه می شود، تهیه محلول کاری کونزوگه بعد از رسیدن دمای محلول رقیق کننده کونزوگه به دمای اتاق (حداقل 30 دقیق قبل از رقیق سازی) و مخلوط کردن کامل آن صورت پذیرد.

نکات مهم در انجام تست:

1. فرایند شستشو از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. شستشوی ناکافی باعث عدم جداسدن پیوندهای غیراختصاصی و جذب نوری زمینه (Background) می گردد.
2. در مواردی که مقدار 25-هیدراکسی ویتامین D نمونه بیش از 120 ng/ml باشد، نمونه را با استاندارد صفر رقیق نموده و سپس آزمایش را تکرار نموده و ضریب رقت را در محاسبه نهایی منظور نمایید.
3. قبل از شروع کار اطمینان حاصل نمایید که دمای کلیه اجزاء کیت به دمای اتاق رسیده باشد.
4. دمای مطلوب محیط آزمایشگاه برای آزمایش های الیزا 20 تا 25 درجه سانتیگراد می باشد.
5. معرف ها و نمونه ها را قبل از آزمایش بخوبی مخلوط نمایید.
6. بهتر است استانداردها، کنترل ها و نمونه ها را به صورت دوتایی (Duplicate) و ترجیحاً در دو چاهک عمودی آزمایش کنید و میانگین جذب نوری دو چاهک جهت محاسبه نتایج مورداستفاده قرار گیرد.
7. جهت پپیت کردن محلول سوبسترا-رنگ زا و محلول توقف از میکروپیپت های حاوی قطعات فلزی استفاده نکنید.
8. زمان های انکوباسیون و دمای انکوباسیون را با دقت رعایت کنید. تولرانس دمای انکوباسیون $37 \pm 1^{\circ}\text{C}$ و زمان انکوباسیون $\pm 5\%$ می باشد.
9. جهت اجتناب از رانش نتایج آزمایش، (افت نتایج در چاهک انتهایی نسبت به چاهک های ابتدایی) پپیت کردن اولین استاندارد تا آخرین نمونه نباید بیش از 10 دقیقه به طول انجامد. قویاً توصیه می شود، در صورتی که فاقد تجهیزاتی نظیر سمپلر 8 کاناله یا دیسپنسر هستید، بیش از 5 استریپ در هر ران آزمایش نکنید.
10. در هر بار انجام آزمایش منحنی کالیبراسیون را مجدد ترسیم نموده و برای محاسبه نتایج از منحنی ذخیره شده استفاده نکنید.
11. مراحل آزمایش را بدون وقفه انجام دهید. وقفه بین مراحل آثار زیانباری بر نتایج نهایی دارد.
12. پس از هر مرحله پپیتینگ، چاهک ها از نظر وجود حباب بررسی شوند. در صورت وجود حباب با ضربه آهسته به پلیت حباب ها را از محیط خارج کنید.

روش انجام آزمایش:

- 1- تعداد چاهک های کوت شده برای استانداردها، کنترل ها و نمونه های بیمار را بصورت 2 تایی انتخاب کنید و مابقی چاهک ها را همراه ماده نمگیر درون کیسه مخصوص قرار داده و درب آنرا ببندید.
1. محلول کاری کونزوگه را طبق دستورالعمل آماده سازی معرف ها تهیه کنید.
- 2- 25 میکرولیتر از استانداردها، کنترل ها و نمونه های بیمار به داخل هر چاهک بریزید.
- 3- 50 میکرولیتر از محلول کاری کونزوگه، به تمام چاهک ها اضافه کنید.
- 4- پلیت را بمدت 15 ثانیه به آرامی تکان دهید تا محتویات چاهک ها به خوبی مخلوط شوند. سپس درب چاهک ها را با برچسب مخصوص پلیت پوشانده، آنرا بمدت 60 دقیقه در دمای $37 \pm 1^{\circ}\text{C}$ انکوبه کنید.

IVD-REF: PS - Vit D		کیت الیزا 25-هیدراکسی ویتامین دی
Ver. No: 02		25(OH) Vit D, ELISA KIT

5- پلیت را از انکوباتور خارج، برچسب پلیت را برداشته و بدون شستشو به هر چاهک 50 میکرولیتر محلول بیوتین بیافزاید و مجدداً درب چاهک ها را با برچسب مخصوص پلیت پوشانده و پلیت را برای مدت 30 دقیقه دیگر در دمای $37 \pm 1^\circ\text{C}$ انکوبه نمایید.

6- محتویات چاهک ها را خالی کرده و چاهک ها را طبق دستورالعمل زیر شستشو دهید:

- برای شستشوی چاهک ها، ابتدا محتویات چاهک را با وارونه کردن پلیت بدقت خالی کرده، سپس 350 میکرولیتر بافر شستشو را داخل چاهک بریزید، سپس چاهک ها را همراه با تکان دادن خالی کنید و عمل شستشو را چهار بار دیگر (جمعاً به مدت 5 بار) تکرار کنید. در انتهای شستشو، با ضربه زدن ملایم پلیت بر روی کاغذ جاذب الرطوبه تمامی مایع موجود در چاهک ها را تخلیه نمایید.
- بهتر است برای شستشو از دستگاه های اتوماتیک شستشو که قابل برنامه ریزی است استفاده نمایید. که در این صورت به دستورالعمل دستگاه شستشو مراجعه نمایید.

7- 100 میکرولیتر از سوپسترا-رنگ زا آماده مصرف به تمامی چاهک ها اضافه کنید و آنها را بمدت 15 دقیقه در دمای اتاق و تاریکی انکوبه نمایید.

8- 50 میکرولیتر از محلول متوقف کننده واکنش به همان ترتیبی که محلول سوپسترا رنگ زا را اضافه نمودید، به همه چاهک ها اضافه کنید. سپس حداکثر ظرف مدت 10 دقیقه جذب نوری هر چاهک را در طول موج 450 نانومتر با دستگاه الیزا ریدر قرائت نمایید (در صورت امکان از طول موج 630 نانومتر بعنوان فیلتر رفرانس استفاده کنید).


8. محاسبه نتایج:

1. با استفاده از میانگین جذب نوری استانداردها بر روی محور عمودی (محور Y) و غلظت مشخص آنها بر روی محور افقی (محور X) بر روی کاغذ میلی متری، منحنی استاندارد را از طریق ترسیم خطوطی که از تمام نقاط تلاقی عبور کرده باشد، ترسیم کنید.
2. میانگین جذب نوری برای هر نمونه را بدست آورده و روی محور Y جای آنرا پیدا کنید. سپس نقطه مذکور را توسط خطی به موازات محور افقی به منحنی وصل کنید. از نقطه بدست آمده خطی عمود بر محور X وارد کنید تا نقطه تلاقی که نشان دهنده غلظت نمونه است، بدست آید.
3. در صورتی از اسپکتروفتومتر مخصوص میکروپلیت که مجهز به سیستم پردازش داده های داخلی است استفاده می کنید، جهت محاسبه نتایج و ترسیم منحنی کالیبراسیون به دستوالعمل دستگاه مراجعه نمایید. برای محاسبه نتایج کیت 25-هیدراکسی ویتامین D شرکت پیشگامان سنجش ایساتیس از مد محاسباتی نقطه-به-نقطه (Point-to-point) استفاده کنید.

داده های نمادین منحنی کالیبراسیون

مقادیر جذب نوری ارائه شده در جدول ذیل بعنوان داده های نمادین آورده شده است. لازم به یادآوری است این داده ها فقط جنبه راهنمایی داشته و هر آزمایشگاهی باید برای هر بار آزمایش یک منحنی استاندارد جدید براساس نتایج بدست آمده در آزمایشگاه خویش ترسیم نماید.

calibrator	OD	ng/mL
1	2.90	0
2	2.10	5
3	1.40	10
4	0.60	30
5	0.30	60
6	0.15	120



IVD-REF: PS - Vit D		کیت الیزا 25-هیدراکسی ویتامین دی
Ver. No: 02		25(OH) Vit D, ELISA KIT

کنترل کیفی:

در هر کیت دو نمونه کنترل وجود دارد که مقادیر موردانتظار برای هر یک بر روی برجسب ویال درج شده است. علاوه بر کنترل های داخل کیت، آزمایشگاه می تواند از نمونه های سرم انباشته (Pooled serum) که در خود آزمایشگاه تهیه شده یا نمونه های کنترل خارجی نیز استفاده نماید. در دو حالت یادشده لازم به ذکر است که آزمایشگاه باید مقدار هدف و انحراف معیار نتایج و کرانه های بالا (UCL) و پایین (LCL) نمونه های کنترل را خود محاسبه و مبنای برنامه های کنترل کیفی خویش قرار دهد.

بازه مرجع مبتنی بر سطح سلامت

در هر حال حاضر تعاریف مطلقی برای وضعیت ویتامین D مطلوب هر فرد وجود ندارد. یکی از معتبرترین معیارها برای تعیین سطح سلامت 25-هیدراکسی ویتامین D میزان تأثیر مقادیر ویتامین D بر میزان هورمون پاراتیروئید و تغییر و تبدیل (Turnover) استخوان می باشد. بر طبق این معیار آستانه 29 نانوگرم در میلی لیتر سرم که در آن مقدار هورمون پاراتیروئید در محدوده طبیعی قرار دارد و استخوان منظره بافت شناختی طبیعی دارد، را مقدار کافی (Sufficient) ویتامین D می دانند، دامنه 10 تا 29 نانوگرم در میلی لیتر که در آن مقدار هورمون پاراتیروئید تمایل به افزایش داشته و شاهد تقویت تغییر و تبدیل استخوان هستیم ولی در میزان مواد معدنی آن تغییر چندانی ایجاد نشده، دامنه ناکافی (Insufficient) ویتامین D قلمداد می گردد. و بالاخره آستانه 10 نانوگرم در میلی لیتر، که مقادیر کم تر از آن منجر به افزایش چشمگیر هورمون پاراتیروئید و بروز راشی تیس در کودکان و استئومالاسی در بالغین می گردد را معادل کمبود (Deficient) ویتامین D در نظر می گیرند (جدول زیر).

با این وجود باید در نظر داشته که بازه مرجع مبتنی بر سلامت 25-هیدراکسی ویتامین D به عوامل جغرافیایی، فصول سال، سن، جنس و نژاد نیز بستگی دارد، و هر آزمایشگاهی موظف است ابتدا انتقال پذیری (transferability) این داده ها را در خصوص جمعیت موردنظر خویش راستی آزمایی (Verification) کرده و در صورت مشاهده ناهمخوانی، بازه مرجع خود را بدست آورد.

Vitamin D status	Reference interval
Deficient	<10 ng/ml
Insufficient	10-30 ng/ml
Sufficient	31-100 ng/ml
Toxicity	>100 ng/ml

ضریب تبدیل واحد: 1 ng/ml = 2.5 nmol/L

خصوصیات اجرایی کیت

1- حد پایینی اندازه گیری (Lower limit of measurement):

حد شاهد (Limit-of-Blank: LOB) و حد آشکارسازی (Limit-of-detection: LOD) مطابق با راهنمای EP 17-A2 مؤسسه استانداردهای بالینی و آزمایشگاهی (CLSI) بدست آمد.

به طور خلاصه حد بلانک تحت عنوان مقدار صدک 95 ام (95th percentile) از 60 بار اندازه گیری بر روی نمونه شاهد (استاندارد صفر) طی چندین ران بدست آمد. حد بلانک معادل غلظتی در نظر گرفته شد که 95٪ از 60 نتیجه اندازه گیری های تکراری مقداری کمتر از آن بدست دهد. برای تعیین حد آشکارسازی 20 اندازه گیری تکراری بر روی سه نمونه سرم (n=20×3=60) با محتوای 25-هیدراکسی ویتامین D کمتر از 4 نانوگرم در میلی لیتر که مقدار آن به روش مستقل دیگری تعیین شده بود طی سه روز انجام شد و بزرگترین انحراف معیار اندازه گیری های تکراری بر روی سه نمونه یادشده مبنای تعیین حد آشکارسازی قرار گرفت. از رابطه زیر حد آشکارسازی معادل 4 نانوگرم در میلی لیتر تعیین گردید.

$$LOD = LOB + 1.645SD_{Low\ sample}$$

IVD-REF: PS - Vit D		کیت الیزا 25-هیدراکسی ویتامین دی
Ver. No: 02		25(OH) Vit D, ELISA KIT

2- دقت (Precision):

دقت روش با استفاده از کلیه معرف های کیت 25-هیدراکسی ویتامین D شرکت پیشگامان سنجش ایساتیس و 3 انباشته سرمی تهیه شده از نمونه های بیمار در نقاط مختلف بازه اندازه گیری (4 تا 120 نانوگرم در میلی لیتر) مطابق با راهنمای EP 05-A3 مؤسسه استانداردهای بالینی و آزمایشگاهی (CLSI) بدست آمد. طی 10 روز کاری، سه کاربر و هر یک روزانه سه ران اندازه گیری های تکراری به صورت دوتایی در هر ران بروی نمونه های یاد شده انجام دادند (2×3×3×10). نتایج با روش آماری Fully nested ANOVA تحلیل گردید، که خلاصه نتایج در جدول زیر آورده شده است:

Sample Description	Mean (ng/mL)	Repeatability		Within-Laboratory Precision	
		SD	%CV	SD	%CV
Patient Pool	9.38817	1.694	18.04	1.857	19.78
Patient Pool	32.8041	3.128	9.53	4.849	14.78
patient Pool	91.3913	5.098	5.58	8.939	9.78

3- اختصاصیت (Specificity):

ارزیابی اختصاصیت مطابق با راهنمای EP 07-A2 مؤسسه استانداردهای بالینی و آزمایشگاهی (CLSI)، جهت تعیین واکنش متقاطع (cross reaction) کیت سنجش 25-هیدراکسی ویتامین D پیشگامان سنجش ایساتیس با سایر متابولیت های ویتامین D صورت گرفت. نمونه های حاوی واکنشگرهای متقاطع از طریق spike کردن سرم انسانی طبیعی با مواد حاوی سطوح بالایی از همان واکنشگرها به گونه ای که ماتریکس سرم بیش از 10 درصد تغییر نکند، تهیه شد. سپس مقدار 25-هیدراکسی ویتامین D همزمان در یک ران در نمونه هایی که با ماتریکس بی اثر spike شده بودند و نمونه هایی که با واکنشگرهای متقاطع spike شدند، اندازه گیری شد و مقدار واکنش پذیری متقاطع هر نمونه از رابطه زیر محاسبه شد و به صورت نسبت به غلظت 25-هیدراکسی ویتامین D اولیه بیان شد. نتایج در جدولی که در ادامه می آید خلاصه شده است:

$$\% \text{cross - reactivity} = \frac{\text{mean conc. of spiked sample} - \text{mean conc. of unspiked sample}}{\text{spiked conc.}} \times 100$$

نوع ماده	درصد تداخل (%)
25OH Vitamin D3	100
25OH Vitamin D2	83
Vitamin D3	<0.1
Vitamin D2	<0.1

4- خطی بودن (Linearity):

سه نمونه مختلف سرمی در سه غلظت مختلف با استاندارد صفر به نسبت های 1:2، 1:4 و 1:8 رقیق شدند. سپس غلظت 25-هیدراکسی ویتامین D در آنها با استفاده از کیت سنجش 25-هیدراکسی ویتامین D شرکت پیشگامان اندازه گیری و مقدار خطی بودن براساس نسبت مقدار مشاهده شده (Observed) به مقدار قابل انتظار (Expected) برحسب درصد محاسبه گردید (100 × $\frac{\text{observed}}{\text{expected}}$) که نتایج در جدول زیر خلاصه شده است (مقدار قابل قبول 100±20)

Sample NO	Primary conc.	Linearity%
-----------	---------------	------------

IVD-REF: PS - Vit D		کیت الیزا 25-هیدراکسی ویتامین دی
Ver. No: 02		25(OH) Vit D, ELISA KIT

	(ng/mL)	1:2	1:4	1:8
1	34.8	102	103	101
2	54	107	104	103
3	76	103	104	96

5- درستی (Trueness):

5-1- ارزیابی بازیابی (Recovery Evaluation)

ارزیابی خطای سیستماتیک یا بایاس روش به دو صورت انجام گرفت. ابتدا میزان خطای سیستماتیک نسبی (Proportional Error) از طریق مطالعات بازیابی و با افزودن مقادیر مشخص از 25-هیدراکسی ویتامین D انجام گرفت. به طور خلاصه نمونه اولیه به دو بخش مساوی تقسیم و به یکی حجمی از سرم حاوی مقدار مشخص 25-هیدراکسی ویتامین D و به دیگری همان حجم استاندارد صفر به گونه ای که ماتریکس نمونه بیش از 10 درصد تغییر نکند افزوده شد. و سپس بررسی توانمندی سیستم اندازه گیری در تشخیص مقدار افزوده شده از طریق رابطه زیر محاسبه گردید:

$$\%Recovery = \frac{Concentration\ Recovered}{Concentration\ Added} \times 100$$

همچنین مقدار خطای سیستماتیک که به زبان ریاضی با بایاس بیان می گردد، از رابطه زیر بدست آمد:

$$\%Bias = \frac{\bar{X}\ measured - expected}{Expected} \times 100$$

نتایج این ارزیابی در جدول زیر خلاصه شده است:

Sample	Original concentration	10 ng/ml added		25 ng/ml added		50 ng/ml added	
		Recovery %	Bias%	Recovery %	Bias%	Recovery %	Bias%
1	34.8 ng/ml	109	1.84%	108	1.65%	109	1.84%
2	54 ng/ml	112	1.67%	115	2.04%	111	1.55%
3	76 ng/ml	109	0.96%	114	1.43%	112	1.25%

5-2- ارزیابی مقایسه ای (Method comparison)


ارزیابی مقایسه ای بین نتایج اندازه گیری کیت سنجش 25-هیدراکسی ویتامین D شرکت پیشگامان و روش HPLC (n=48) انجام و مطابق با راهنمای EP 09-A2 مؤسسه استانداردهای بالینی و آزمایشگاهی (CLSI) به روش رگرسیون خطی تحلیل گردید. در این ارزیابی نتایج کیت پیشگامان بر روی محور عمودی (محور yها) و نتایج روش HPLC بر روی محور افقی (محور xها) مشخص و نمودار رگرسیون خطی ترسیم گردید. خلاصه نتایج و نمودار رگرسیون خطی (Linear regression) در ادامه آورده شده است:

$$PS = 0.9771HPLC - 0.4658$$

$$r = 0.977$$

$$r^2 = 0.9505$$

IVD-REF: PS - Vit D		کیت الیزا 25-هیدراکسی ویتامین دی
Ver. No: 02		25(OH) Vit D, ELISA KIT




منابع و مراجع:

1. Adie Viljoen, et al, Analytical Quality Goals for 25-Vitamin D Based on Biological Variation, (2011). Journal of Clinical Laboratory Analysis 25 : 130–133
2. CLSI. Evaluation of detection capability for clinical laboratory measurement procedures; approved guideline. 2nd ed. CLSI document EP 17-A2. Pierson-Perry J.F. Clinical and Laboratory Standard Institute, 2012.
3. CLSI. Evaluation of precision of quantitative measurement procedures; approved guideline. CLSI document EP 05-A3. McEnroe R.J. Clinical and Laboratory Standard Institute, 2014.
4. CLSI. Interference Testing in clinical chemistry; approved guideline. 2nd ed. CLSI document EP07-A23. McEnroe R.J. Clinical and Laboratory Standard Institute, 2005.
5. Marcus J.S. et al. (2006). Dynamics of Bone and Cartilage Metabolism. 2nd ed. Elsevier Inc.
6. Norman AW (August 2008). "From vitamin D to hormone D: fundamentals of the vitamin D endocrine system essential for good health". Am. J. Clin. Nutr. 88 (2): 491S–499S. PMID 18689389.
7. Pagana K.D. et al. (2018). Mosby's Manual of diagnostic and Laboratory tests. 6th ed. Elsevier Inc.
8. Rifai Nader. et al. (2018). Clinical chemistry and molecular diagnostics. 6th ed. Elsevier Inc.
9. Royal college of pathologists of Australasia. <https://www.datainnovations.com/allowable-total-error-table>
10. Wolf G (June 2004). "The discovery of vitamin D: the contribution of Adolf Windaus". J. Nutr. 134 (6): 1299–302. PMID 15173387.

خلاصه روش انجام آزمایش

IVD-REF: PS - Vit D		کیت الایزا 25-هیدراکسی ویتامین دی
Ver. No: 02		25(OH) Vit D, ELISA KIT



در طول موج
۴۵۰/۶۳۰ نانومتر
قرائت کنید

IVD-REF: PS - Vit D		کیت الیزا 25-هیدراکسی ویتامین دی
Ver. No: 02		25(OH) Vit D, ELISA KIT

خطایابی در آزمایش های الیزا

نوع مشکل	علت مشکل	راه حل
پایین بودن OD استاندارد ها و نمونه ها	افت و یا آلودگی کونژوگه	تکرار تست با کونژوگه جدید
	پایین بودن دما و یا کوتاه بودن زمان انکوباسیون، به دما نرسیدن محلولهای کیت و نمونه بیماران	دمای آزمایشگاه و تایمر را چک کرده و تست را تکرار کنید قبل از شروع آزمایش کیت و نمونه بیماران به دمای اتاق برسد
	PH نامناسب و یا غلظت بالای Wash Buffer، شستشوی نامناسب و یا خشک شدن چاهک ها	PH آب مقطر را چک کنید و تست را با Wash Buffer جدید تکرار کنید پس از شستشوی کامل و تخلیه چاهک ها بلافاصله تست را ادامه دهید
	نگهداری نامناسب کیت و عدم رعایت زنجیره سرد	پس از باز کردن کیت تاریخ را ثبت کنید و به تاریخ انقضا توجه کنید پس از هر بار مصرف پلیت را با چسب ببوشانید و کیت را در یخچال نگهداری کنید
	طول موج خوانش نامناسب (405 nm بجای 450 nm)	تست را با دستگاه کالیبر شده بخوانید طول موج دستگاه را دوباره چک کنید
	آلودگی استانداردها	از سری استاندارد جدید استفاده کنید
صحیح نبودن نمودار استاندارد ها	پیپتینگ نامناسب	استفاده از نوک سمپلر یکبار مصرف از سمپلرهای تک کاناله یا چند کاناله کالیبر شده استفاده کنید توجه کنید نوک سمپلر محکم به سمپلر متصل باشد توجه کنید در هنگام پیپتینگ حباب وارد نوک سمپلر نشود
	PH نامناسب و یا غلظت بالای Wash Buffer، شستشوی نامناسب و یا خشک شدن چاهک ها	PH آب مقطر را چک کنید و تست را با Wash Buffer جدید تکرار کنید پس از شستشوی کامل و تخلیه چاهک ها بلافاصله تست را ادامه دهید
بالا بودن رنگ زمینه، بالا بودن OD	آلودگی استاندارد صفر	تکرار تست با استاندارد های جدید
	آلودگی محلول رنگزا	استفاده از محلول رنگزا جدید
	آلودگی و یا غلظت پایین Wash Buffer، شستشوی نامناسب	عدم آلودگی آب مقطر با موادی مانند وایتکس را چک کنید و تست را با Wash Buffer جدید تکرار کنید تمام سوزن های دستگاه واش را چک کنید
	طول موج نامناسب در خوانش	تست را با دستگاه کالیبر شده بخوانید طول موج دستگاه را دوباره چک کنید از فیلتر 630 نانومتر بعنوان فیلتر فرانس استفاده کنید
عدم تولید رنگ در چاهک ها	آلودگی محلول Stop	تکرار تست با محلول Stop جدید
	استفاده از مواد سایر کیت ها	تکرار تست با مواد همان کیت
	انجام نشدن مرحله ای از تست	تکرار تست
	آلودگی محلول رنگزا	تکرار تست با محلول رنگزا جدید
	آلودگی محلول کونژوگه با سدیم آزاید	تکرار تست با محلول کونژوگه جدید
	پیپتینگ نامناسب، گرفتگی لوله داخلی سمپلر بواسطه آلودگی	استفاده از نوک سمپلر یکبار مصرف از سمپلرهای تک کاناله یا چند کاناله کالیبر شده استفاده کنید توجه کنید نوک سمپلر محکم به سمپلر متصل باشد

IVD-REF: PS - Vit D		کیت الیزا 25-هیدراکسی ویتامین دی
Ver. No: 02		25(OH) Vit D, ELISA KIT

توجه کنید در هنگام پیپتینگ حباب وارد نشود توجه کنید جداره خارجی نوک سمپلر حاوی محلول نباشد کالیبراسیون و تمیز کردن ادواری سمپلر ها		عدم تکرار پذیری مناسب
فاصله زمانی بین اضافه کردن استاندارد ها و نمونه نباید بیشتر از 10 دقیقه باشد. در این صورت نتایج قابل اعتماد نیست	طولانی شدن زمان انجام تست	
پس از باز کردن کیت تاریخ را ثبت کنید و به تاریخ انقضا توجه کنید	نگهداری نامناسب کیت و عدم رعایت زنجیره سرد	
پیپتینگ صحیح و شستشوی مناسب، پس از شستشوی کامل و تخلیه چاهک ها بلافاصله تست را ادامه دهید	باقی ماندن کونژوگه در لبه چاهکها و عدم شستشوی مناسب و یا خشک شدن چاهک ها	
در حین انکوباسیون و بعد از Stop کردن واکنش توجه کنید حباب در چاهک ها نباشد	وجود حباب در چاهک ها	
کف چاهکها را با دستمال نرم و مرطوب، تمیز کنید	کثیف بودن کف چاهکها	
قبل از استفاده، ویال محلول ها را به آرامی تکان دهید	مخلوط نشدن محلول های کیت	

IVD-REF: PS - Vit D	 The logo for Pishgaman University of Applied Sciences. It features the letters 'PS' in a large, stylized, blue and grey font. Below 'PS' is the word 'PISHGAMAN' in a smaller, blue, sans-serif font. Underneath 'PISHGAMAN' is the Persian text 'سازمان آموزش عالی' in a very small font. To the left of 'PISHGAMAN' is a stylized icon of a person or a figure.	کیت الیزا 25-هیدراکسی ویتامین دی
Ver. No: 02		25(OH) Vit D, ELISA KIT